

Casos de Uso - SkinAI

Módulo: Encuesta Dermatológica

Casos de Uso	Ver preguntas dermatológicas		CU-02-01
Actores	Usuario		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Consultar cuestionario		
Precondición	• El usuario ha iniciado sesión		
Postcondición	• Las preguntas son visibles		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Permitir al usuario visualizar el cuestionario inicial sobre su tipo de piel.			
Resumen			
El usuario accede al formulario y el sistema despliega las preguntas estandarizadas sobre hábitos y síntomas.			

Casos de Uso	Responder preguntas según condiciones		CU-02-02
Actores	Usuario		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Cargar información veraz		
Precondición	• Preguntas visualizadas		
Postcondición	• Respuestas guardadas temporalmente		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Capturar los datos específicos del usuario para el diagnóstico.			
Resumen			
El usuario selecciona las opciones que mejor describen su condición actual de piel.			

Casos de Uso	Validar consistencia de información		CU-02-03
Actores	Usuario		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Cargar información • Ajustar información		
Precondición	• Respuestas completadas		
Postcondición	• Datos validados por el sistema		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Asegurar que las respuestas no sean contradictorias.			
Resumen			
El sistema revisa que las respuestas tengan coherencia lógica antes de permitir el cálculo.			

Casos de Uso	Consultar y revisar perfil generado		CU-02-04
Actores	Usuario		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Ajustar información		
Precondición	• Encuesta finalizada		
Postcondición	• Perfil de usuario actualizado		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Permitir al usuario verificar la información suministrada.			
Resumen			
El usuario visualiza un resumen de sus respuestas para confirmar que son correctas.			

Casos de Uso	Finalizar para cálculo de resultados	CU-02-05
Actores	Usuario	
Tipo	Esencial	
Referencias	• Visualizar resultados	
Precondición	• Validación exitosa	
Postcondición	• Resultados listos para procesamiento	
Autor	Karol Zubieta	Fecha23/04/2026
Versión	1.0	
Propósito		
Cerrar la etapa de recolección de datos para iniciar el análisis.		
Resumen		
El usuario confirma el envío final y el sistema habilita el módulo de procesamiento de resultados.		

Módulo: Captura Facial

Casos de Uso	Seleccionar método de captura		CU-03-01
Actores	Usuario		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Autorizar permisos		
Precondición	• Módulo de captura abierto		
Postcondición	• Cámara o galería seleccionada		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Elegir la fuente de la imagen para el análisis.			
Resumen			
El usuario decide si tomará una foto en tiempo real o subirá un archivo existente de su dispositivo.			

Casos de Uso	Ubicar rostro dentro de la guía	CU-03-02	
Actores	Usuario		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Esperar confirmación		
Precondición	• Acceso a cámara permitido		
Postcondición	• Encuadre correcto logrado		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Garantizar que la imagen tenga la calidad necesaria para la IA.			
Resumen			
El sistema muestra una guía en pantalla y el usuario alinea su rostro hasta que el indicador cambie a verde.			

Casos de Uso	Aceptar o cambiar imagen		CU-03-03
Actores	Usuario		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Confirmar uso de imagen		
Precondición	• Captura realizada		
Postcondición	• Imagen aceptada para proceso		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Permitir al usuario elegir la mejor toma.			
Resumen			
Tras la captura, el usuario revisa la foto y decide si es nítida o si prefiere repetirla.			

Casos de Uso	Recibir retroalimentación del sistema	CU-03-04
Actores	Usuario	
Tipo	Esencial	
Referencias	• Confirmar almacenamiento	
Precondición	• Imagen enviada	
Postcondición	• Usuario informado del estado	
Autor	Karol Zubieta	Fecha23/04/2026
Versión	1.0	
Propósito		
Informar sobre la calidad de la carga.		
Resumen		
El sistema analiza si la iluminación y nitidez son aptas y notifica al usuario el éxito de la operación.		

Casos de Uso	Iniciar carga al servidor	CU-03-05	
Actores	Usuario		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Confirmar almacenamiento		
Precondición	• Imagen aceptada		
Postcondición	• Imagen disponible en servidor		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Subir el archivo de forma segura para su procesamiento posterior.			
Resumen			
El sistema transfiere la imagen cifrada a la nube para que el motor de IA pueda acceder a ella.			

Módulo: Análisis Facial con IA

Casos de Uso	Identificar presencia de un rostro	CU-04-01	
Actores	Usuario / IA		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Iniciar análisis automático		
Precondición	• Imagen cargada		
Postcondición	• Rostro detectado y delimitado		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Validar que el objeto a analizar es efectivamente un rostro humano.			
Resumen			
El motor de IA escanea la imagen y marca los puntos clave faciales para confirmar la detección.			

Casos de Uso	Dividir rostro en regiones	CU-04-02	
Actores	Usuario / IA		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Evaluar características		
Precondición	• Rostro detectado		
Postcondición	• Zonas T y U segmentadas		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Especializar el análisis por áreas (frente, mejillas, nariz).			
Resumen			
El sistema segmenta la cara en regiones específicas para detectar problemas localizados como grasa en nariz o sequedad en mejillas.			

Casos de Uso	Detectar presencia de acné	CU-04-03	
Actores	Usuario / IA		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Evaluar características		
Precondición	• Regiones segmentadas		
Postcondición	• Mapa de imperfecciones generado		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Localizar y cuantificar brotes activos.			
Resumen			
La IA identifica patrones visuales compatibles con diferentes tipos de acné y marca su ubicación.			

Casos de Uso	Evaluar nivel de grasa en la piel		CU-04-04
Actores	Usuario / IA		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Procesar datos obtenidos		
Precondición	• Segmentación completada		
Postcondición	• Nivel de sebo determinado		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Determinar si la piel es grasa, mixta o seca.			
Resumen			
El sistema analiza el brillo y la textura de la imagen para clasificar la producción sebácea del usuario.			

Casos de Uso	Identificar arrugas y líneas de expresión		CU-04-05
Actores	Usuario / IA		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Procesar datos obtenidos		
Precondición	• Detección de puntos clave		
Postcondición	• Signos de edad identificados		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Evaluar el estado de envejecimiento prematuro o madurez cutánea.			
Resumen			
La IA busca surcos y líneas finas en áreas críticas para reportar el nivel de elasticidad.			

Módulo: Procesamiento y Diagnóstico

Casos de Uso	Solicitar generación de resultados	CU-05-01
Actores	Usuario	
Tipo	Esencial	
Referencias	• Acceder a diagnóstico	
Precondición	• Encuesta y Análisis IA listos	
Postcondición	• Proceso de fusión iniciado	
Autor	Karol Zubieta	Fecha23/04/2026
Versión	1.0	
Propósito		
Unificar ambas fuentes de información en un solo reporte.		
Resumen		
El usuario presiona el botón de generar y el sistema empieza a cruzar los datos de la encuesta con los hallazgos de la IA.		

Casos de Uso	Permitir fusión de resultados	CU-05-02
Actores	Usuario / Sistema	
Tipo	Esencial	
Referencias	• Seleccionar resultados	
Precondición	• Datos procesados	
Postcondición	• Diagnóstico integral generado	
Autor	Karol Zubieta	Fecha 23/04/2026
Versión	1.0	
Propósito		
Crear una visión 360 del estado de la piel.		
Resumen		
El algoritmo combina la autopercepción del usuario (encuesta) con la evidencia objetiva (IA) para un resultado preciso.		

Casos de Uso	Visualizar tipo de piel determinado	CU-05-03	
Actores	Usuario		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Interpretar resultado		
Precondición	• Fusión completada		
Postcondición	• Tipo de piel mostrado		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Informar al usuario su clasificación cutánea básica.			
Resumen			
El sistema muestra de forma clara si el usuario tiene piel grasa, seca, mixta o sensible.			

Casos de Uso	Interpretar el resultado obtenido	CU-05-04	
Actores	Usuario		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Comprender nivel de afectación		
Precondición	• Diagnóstico generado		
Postcondición	• Explicación detallada visible		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Traducir datos técnicos en lenguaje comprensible.			
Resumen			
El sistema ofrece una narrativa que explica qué significan los indicadores obtenidos en el análisis.			

Casos de Uso	Comprender nivel de afectación		CU-05-05
Actores	Usuario		
Tipo	Esencial		
Referencias	• Ver recomendaciones		
Precondición	• Resultados interpretados		
Postcondición	• Nivel de urgencia/estado conocido		
Autor	Karol Zubieta	Fecha	23/04/2026
Versión	1.0		
Propósito			
Ayudar al usuario a priorizar sus necesidades de cuidado.			
Resumen			
Se muestra una escala visual que indica qué tan severos son los problemas detectados (leve, moderado, severo).			